



オプション



型式	商品コード	商品名	用途	適合	処理量	寸法(mm)	価格(税抜)
OLU10 (φ2.2mm)	231560	マイクロチップステップ型	マイクロチューブ/試験管/遠沈管 *1	LUH150/ LUH300	0.1~10ml	φ12.8×118.6	¥84,000
OLU12 (φ3mm)	231561				0.25~25ml	φ12×134.6	¥58,000
OLU14 (φ6mm)	231562				2~50ml	φ12×111	¥58,000
OLU16 (φ12mm)	231563				25~250ml	φ38×133	¥126,000
OLU20 (φ3.5mm)	231565	マイクロチップテーパ型	マイクロチューブ/試験管/遠沈管 *1	LUH300 φ12mm 標準ホーン	1~10ml	φ12×164.6	¥53,000
OLU22 (φ5mm)	231566				3~20ml	φ12.8×150.6	¥63,000
OLU24 (φ6.6mm)	231567				5~50ml	φ12×145.3	¥68,000
OLU26 (φ12mm)	231568				標準ホーン先端チップ	標準ホーン交換チップ *1	—
OLU28 (φ12mm)	231569	ホーンエクステンダー	フラスコ/濾過瓶/メスシリンダー	LUH300 φ20mm 標準ホーン	25~250ml	φ12×124	¥84,000
OLU30 (φ12mm)	231570	連続ホルダー	試料の外部循環による連続処理		連続処理用	φ52×115	¥200,000
OLU32	231571	カプラー	φ12mm標準ホーンにマイクロチップステップ型を連結		—	φ28×87.6	¥68,000
OLU18 (φ20mm)	231564	標準ホーン	ピーカー/遠沈管		50~250ml	φ38×119.5	¥131,000
OLU34 (φ20mm)	231572	標準ホーン先端チップ	標準ホーン交換チップ	—	φ20	¥13,000	
OLU36 (φ20mm)	231573	ホーンエクステンダー	フラスコ/濾過瓶/メスシリンダー	LUH150/ LUH300	50~250ml	φ20×127	¥95,000
OLU38 (φ20mm)	231574	連続ホルダー	試料の外部循環による連続処理		連続処理用	φ52×115	¥200,000
OLU40	231575	フットスイッチ	踏んでいる間超音波を照射	LUH150/ LUH300	—	φ76×H23	¥20,000
OLU42	231576	スタンド	コンバータの保持		—	W420×D290×H837	¥29,000
JK200	255080	アームジャッキ	コンバータの昇降	LUH150	—	—	¥31,000
OLU44	231577	コンバータクランプ	コンバータ取付		—	—	¥7,800
OLU46	231578	コンバータホルダー	コンバータ取付	LUH300	—	W90×D270×H30	¥14,000
OLU48	231579	消音箱	運転騒音の遮蔽	LUH300	—	W350×D350×H500	¥92,000
ORE37	255745	ラボジャッキ	試料容器(ピーカー)の上げ下げ	LUH150/300	—	サイズ W150×D150	¥17,000

*1 消耗品

ホーン、チップ他、組み合わせ



注意 本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

●仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。●価格には、消費税が含まれておりません。●記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「®」は記載していません。

SINCE 1889

科学・技術の未来のために

ヤマト科学株式会社

本社 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエアY棟36階

お客様総合サービスセンター

0120-405-525

受付時間 9:00~12:00, 13:00~17:00 土日祝除く

ヤマト科学ウェブサイト

www.yamato-net.co.jp

メールでのお問い合わせは、ヤマト科学ウェブサイトより受付しております

お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ Cat.No: C1049D

<国内営業・サービス拠点>				<海外拠点>			
札幌 (011)204-6780	仙台 (022)216-5701	前橋 (027)280-4650	筑波 (029)852-3411	北関東 (048)642-2569	千葉 (043)241-7085	サンフランシスコ	重慶 上海
東京 (03)5827-3525	東京西 (042)352-3211	川崎 (044)540-3751	横浜 (045)828-1631	厚木 (046)224-6911	長野 (026)291-6001	北京	広州 西安
静岡 (054)653-0510	名古屋 (052)202-3051	北陸 (076)443-8603	京滋 (075)343-7201	関西 (06)6101-3112	広島 (082)221-0921	東莞	ケルン
山口 (083)974-4760	福岡 (092)263-7550						