

## オプション(対応表)

品名	型式	商品コード	価格(税抜)	WG252	WG1012	WG205	備考
① 架台	OA097	281333	¥90,000	●	-	●	W540×D660×H800mm キャスタ、アジャスタ付
② 殺菌灯	OA098	281334	¥100,000	●	-	-	蒸留水タンク組込一式(ご注文時取付)
③ 殺菌灯	OA099	281335	¥108,000	-	●	-	蒸留水タンク組込一式(ご注文時取付)
④ 採水ホースユニット	OA100	281336	¥20,000	-	-	●	メンブレンフィルタ、シリコンホース2m、マグネットフック付
⑤ 給水ホース用口金	OA101	281337	¥5,600	●	●	●	原水側:G1/2オスまたはウィットネジW26山20
⑥ 給水栓	OA102	281338	¥24,000	●	●	●	原水側:G1/2オスまたはRc1/2メスに接続
⑦ 給水栓(減圧弁付)	OA103	281339	¥43,000	●	●	●	【接続】同上
⑧ 排水トラップ	OA104	281340	¥198,000	●	●	●	排水温度が高温の場合に使用
⑨ 給水延長ホース(1m)	OA105	281341	¥6,600	●	●	●	標準の給水ホース2mを1m延長
⑩ 排水ホース(3m)	OA106	281342	¥5,600	●	●	●	標準のホース2mを取り外し交換
⑪ フットスイッチ	OA107	281343	¥42,000	●	●	-	コード長5m
⑫ 採水口カバー	OA108	281344	¥4,400	※	※	●	-
⑬ シャワーノズル	OA109	281345	¥7,800	●	●	-	-
⑭ イオン交換樹脂増設用ホース	OA110	281346	¥7,800	●	※	●	CPC-S増設時ホース
⑮ 純水デリバリーユニット	PW200	253135	¥329,000	●	●	●	蒸留水用送水ポンプ
⑯ ピュアライン	WL100H	253669	¥166,000	●	●	●	WL100+WG205/252/1012との接続部品
⑰ フィルタハウジング	OA111	281347	¥36,000	●	●	●	WL100の前段に取付けるフィルタ用
⑱ フィルタスタンド	OA112	281348	¥36,000	●	●	●	自立スタンド フィルタハウジング2個まで取付可能
⑲ 外部警報出力	OA113	281351	¥34,000	●	-	-	通知・警報・異常の発生時に信号を出力(ご注文時取付)
⑲ 外部警報出力	OA114	281352	¥34,000	-	●	-	通知・警報・異常の発生時に信号を出力(ご注文時取付)


※ 標準装備

## 消耗品(対応表)

品名	型式	商品コード	価格(税抜)	WG252	WG1012	WG205
① メンブレンフィルタ(2個セット)	MFRL727	9020010004	¥14,000	●	●	●
② 前処理カートリッジ	PWF-1	253099	¥28,000	●	●	●
③ イオン交換樹脂カートリッジ	CPC-S	253080	¥26,000	●	●	●
④ エアフィルタ	AVF-1(4210)	9020020001	¥3,000	-	-	●
⑤ エアイベントフィルタ	YAVF-1	LT00040430	¥21,000	●	●	-
⑥ 珪石洗浄剤(1kg)	-	8190010001	¥3,000	●	●	●
⑦ プレフィルタ(ワイドカートリッジ)	SWPP-010-1	9020036001	¥2,800	●	●	●
⑧ 活性炭フィルタ	YAC-250	9020026002	¥9,000	●	●	●
⑨ 殺菌灯用UVランプ(交換用)	OWG28	253773	¥33,000	●	●	-



① 架台



④ 採水ホースユニット



⑦ 給水栓(減圧弁付)



⑫ 採水口カバー



⑮ 純水デリバリーユニット



⑯ ピュアライン



⑰⑱ フィルタハウジング/スタンド



① メンブレンフィルタ



② 前処理カートリッジ



③ イオン交換樹脂カートリッジ

## Q&A

Q

以前使用していたオートスチルは、蒸留水の製造量が1.8L/hだったのですが、本機種は1.5L/hと少なくなっています。理由を教えてください。

従来機では蒸留水の製造量を優先して1.4kwのヒータを採用していましたが、一次側の電圧上昇時に15A以上の電流が流れることがございました。当社としては安心・安全を最優先に考え、設計変更を行い電圧上昇時にも15A以上の電流が流れない構造に改善した結果、製造量が少なくなりました。

● オートスチルはヤマト科学の登録商標です。

## 注意

本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

● 仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。● 製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。● 価格には、消費税が含まれておりません。● 記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「®」は記載していません。

SINCE 1889



科学・技術の未来のために

# ヤマト科学株式会社

本社 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエアY棟36階

お客様総合サービスセンター

0120-405-525

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00 土日祝除く

ヤマト科学ウェブサイト

www.yamato-net.co.jp

メールでのお問い合わせは、ヤマト科学ウェブサイトより受付しております



お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

Cat.No: C1499C

<国内営業・サービス拠点>

札幌 (011)204-6780 仙台 (022)216-5701 前橋 (027)280-4650 筑波 (029)852-3411 北関東 (048)642-2569 千葉 (043)241-7085 サンフランシスコ 重慶 上海  
 東京 (03)5827-3525 東京西 (042)352-3211 川崎 (044)540-3751 横浜 (045)828-1631 厚木 (046)224-6911 長野 (026)291-6001 北京 広州 西安  
 静岡 (054)653-0510 名古屋 (052)202-3051 北陸 (076)443-8603 京滋 (075)343-7201 関西 (06)6101-3112 広島 (082)221-0921 東莞 ケルン  
 山口 (083)974-4760 福岡 (092)263-7550

Copyright© Yamato Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved.

このカタログの記載内容は2024年4月現在のものです。