

あなたに最適なプランが必ず見つかる！厳選の16プラン

真空コントローラ付きロータリーエバポレーターシステム

真空制御フルシステム ★★★おすすめ

セットプラン No.1 | セット価格(税抜) **¥1,087,200**

真空コントローラにインバータ制御の真空ポンプを組み合わせて使い易さと省スペースを実現した最適組合せ。更に2次トラップも付けて回収効率をアップした環境対策や臭い対策にも配慮した推奨モデル。

分類	製品名	型式	商品コード	個数	価格(税抜)
エバポ	ロータリーエバポレーター	REV202M	255427	1	¥276,000
	ガラスセットB(縦型)	RG202B	255354	1	¥87,000
	ウォーターバス	BM302	255357	1	¥62,000
	バスカバー	BC102	255650	1	¥40,000
	スタンド(廃液トラップ瓶付)	ORT10	255770	1	¥43,000
チラー	排気トラップセット(溶媒回収)	ORT12	255771	1	¥65,000
	冷却水循環装置(コンパクト)	CF303	221619	1	¥205,000
	断熱ホース(2本入り)	OCF12	221581	1	¥22,000
ポンプ	断熱ホース(1本入り)	OA094	281330	1	¥13,000
	真空ポンプ(インバータ制御)	N820G	255161	1	¥240,000
	真空ポンプ制御ユニットG	OVR26	255783	1	¥21,000
	真空ホース	—	255297	1	¥13,200

■ トータル電源容量:約19A、必要コンセント数:3口




真空制御システム ★★★おすすめ

セットプラン No.2 | セット価格(税抜) **¥926,200**

真空コントローラにインバータ制御の真空ポンプを組み合わせて使い易さと省スペースを実現した最適組合せ。1のシステムで二次トラップが不要な場合はこちらを選定ください。

分類	製品名	型式	商品コード	個数	価格(税抜)
エバポ	ロータリーエバポレーター	REV202M	255427	1	¥276,000
	ガラスセットB(縦型)	RG202B	255354	1	¥87,000
	ウォーターバス	BM302	255357	1	¥62,000
チラー	冷却水循環装置(コンパクト)	CF303	221619	1	¥205,000
	断熱ホース(2本入り)	OCF12	221581	1	¥22,000
ポンプ	断熱ホース(1本入り)	OA094	281330	1	¥13,000
	真空ポンプ(インバータ制御)	N820G	255161	1	¥240,000
	真空ポンプ制御ユニットG	OVR26	255783	1	¥21,000
	真空ホース	—	255297	1	¥13,200

■ トータル電源容量:約19A、必要コンセント数:3口



真空制御/強力冷却システム

セットプラン No.3 | セット価格(税抜) **¥977,200**

上記セットプランNo.2で冷却水の温度を-20℃にするなど、強めの冷却能力を有するチラーとの組み合わせ。冷却水でトラップ効率をアップしたい場合はこちらを選定ください。

分類	製品名	型式	商品コード	個数	価格(税抜)
エバポ	ロータリーエバポレーター	REV202M	255427	1	¥276,000
	ガラスセットB(縦型)	RG202B	255354	1	¥87,000
	ウォーターバス	BM302	255357	1	¥62,000
チラー	冷却水循環装置(強冷却)	CF802	221594	1	¥256,000
	断熱ホース(2本入り)	OCF12	221581	1	¥22,000
ポンプ	断熱ホース(1本入り)	OA094	281330	1	¥13,000
	真空ポンプ(インバータ制御)	N820G	255161	1	¥240,000
	真空ポンプ制御ユニットG	OVR26	255783	1	¥21,000
	真空ホース	—	255297	1	¥13,200

■ トータル電源容量:約27A、必要コンセント数:3口



真空コントローラセパレートシステム

セットプラン No.4 | セット価格(税抜) **¥960,200**

エバポレーターと真空コントローラの別置きシステムです。真空コントローラを他のシステムにも使い回したいときにおすすめです。またお使いのRE202に真空コントローラを後付けしたい場合の参考にしてください。

分類	製品名	型式	商品コード	個数	価格(税抜)
エバポ	ロータリーエバポレーター	RE202	255352	1	¥110,000
	真空コントローラ	VR102S	255388	1	¥120,000
	真空制御電磁弁	OVR10	255762	1	¥31,000
	ガラスセットB(縦型)	RG202B	255354	1	¥87,000
	ウォーターバス	BM302	255357	1	¥62,000
	スタンド(廃液トラップ瓶付)	ORT10	255770	1	¥43,000
チラー	VR⇄RE202接続コード	ORT16	255773	1	¥6,000
	冷却水循環装置(コンパクト)	CF303	221619	1	¥205,000
ポンプ	断熱ホース(2本入り)	OCF12	221581	1	¥22,000
	断熱ホース(1本入り)	OA094	281330	1	¥13,000
真空ポンプ	真空ポンプ(インバータ制御)	N820G	255161	1	¥240,000
	真空ポンプ制御ユニットG	OVR26	255783	1	¥21,000
	真空ホース	—	255297	1	¥13,200

■ トータル電源容量:約19A、必要コンセント数:3口



を御見積形式で！

* 製品写真にオプション類は表示していません。

シンプルに使いやすいスタンダードシステム(真空コントローラなし)

スタンダードセット

セットプラン No.5 | セット価格(税抜) **¥739,200**

インバータ制御の真空ポンプと省スペースなガラスタイプBをセットにした一番人気の組合せ。真空コントローラを後付けする場合はNo.4システムを参考にしてください。

分類	製品名	型式	商品コード	個数	価格(税抜)
エバポ	ロータリーエバポレーター	RE202	255352	1	¥110,000
	ガラスセットB(縦型)	RG202B	255354	1	¥87,000
	ウォーターバス	BM302	255357	1	¥62,000
チラー	冷却水循環装置(コンパクト)	CF303	221619	1	¥205,000
	断熱ホース(2本入り)	OCF12	221581	1	¥22,000
ポンプ	真空ポンプ(インバータ制御)	N820G	255161	1	¥240,000
	真空ホース	—	255297	1	¥13,200

■ トータル電源容量:約18.6A、必要コンセント数:3口




スタンダード最安値セット

セットプラン No.6 | セット価格(税抜) **¥245,000**

蒸留効率の良い横型冷却管ガラスAタイプとウォーターバスを組み合わせた最安値セット。価格は安くても性能は落ちません。

分類	製品名	型式	商品コード	個数	価格(税抜)
エバポ	ロータリーエバポレーター	RE202	255352	1	¥110,000
	ガラスセットA(横型)	RG202A	255353	1	¥73,000
	ウォーターバス	BM302	255357	1	¥62,000

■ トータル電源容量:約10.9A、必要コンセント数:1口



スタンダード/強力冷却セット

セットプラン No.7 | セット価格(税抜) **¥790,200**

No.5システムで冷却水の温度を-20℃にするなど強めの冷却能力を有するチラーとの組み合わせ。冷却水でトラップ効率をアップしたい場合はこちらを選定ください

分類	製品名	型式	商品コード	個数	価格(税抜)
エバポ	ロータリーエバポレーター	RE202	255352	1	¥110,000
	ガラスセットB(縦型)	RG202B	255354	1	¥87,000
	ウォーターバス	BM302	255357	1	¥62,000
チラー	冷却水循環装置(強冷却)	CF802	221594	1	¥256,000
	断熱ホース(2本入り)	OCF12	221581	1	¥22,000
ポンプ	真空ポンプ(インバータ制御)	N820G	255161	1	¥240,000
	真空ホース	—	255297	1	¥13,200

■ トータル電源容量:約26.6A、必要コンセント数:3口



スタンダード/溶媒回収セット

セットプラン No.8 | セット価格(税抜) **¥860,200**

No.5システムに溶媒回収装置を付けたシステム。2重のトラップにより回収効率をアップした環境対策や臭い対策にお勧めな組合せです。

分類	製品名	型式	商品コード	個数	価格(税抜)
エバポ	ロータリーエバポレーター	RE202	255352	1	¥110,000
	ガラスセットB(縦型)	RG202B	255354	1	¥87,000
	ウォーターバス	BM302	255357	1	¥62,000
	スタンド(廃液トラップ瓶付)	ORT10	255770	1	¥43,000
	排気トラップセット(溶媒回収)	ORT12	255771	1	¥65,000
チラー	冷却水循環装置(コンパクト)	CF303	221619	1	¥205,000
	断熱ホース(2本入り)	OCF12	221581	1	¥22,000
	断熱ホース(1本入り)	OA094	281330	1	¥13,000
ポンプ	真空ポンプ(インバータ制御)	N820G	255161	1	¥240,000
	真空ホース	—	255297	1	¥13,200

■ トータル電源容量:約18.6A、必要コンセント数:3口



組合せ例

真空制御 / ポンプPG201システム

セットプラン No.9 | セット価格(税抜) **¥922,200**

真空コントローラと真空ポンプPG201を組み合わせたシステム例です。ポンプの排気速度は一定ですが電源をオン・オフ制御するシステムです。

分類	製品名	型式	商品コード	個数	価格(税抜)
エバポ	ロータリーエバポレーター	REV202M	255427	1	¥276,000
	ガラスセットB(縦型)	RG202B	255354	1	¥87,000
	ウォーターバス	BM302	255357	1	¥62,000
	スタンド(廃液トラップ瓶付)	ORT10	255770	1	¥43,000
チラー	冷却水循環装置(コンパクト)	CF303	221619	1	¥205,000
	断熱ホース(2本入り)	OCF12	221581	1	¥22,000
ポンプ	真空ポンプ	PG201	255158	1	¥185,000
	真空ポンプ制御ユニット	OVR28	255784	1	¥29,000
	真空ホース	—	255297	1	¥13,200

* PG201以外のポンプをご使用時は、真空ポンプの無線連動はできません。

■ トータル電源容量:約19.3A、必要コンセント数:3口



真空制御 / ポンプ制御なし

セットプラン No.10 | セット価格(税抜) **¥652,000**

お手持ちの真空ポンプが指定ポンプ以外のごときは弊社真空コントローラと組み合わせるごときの組合せ例。(真空ポンプは手動操作、連続運転となります。)

分類	製品名	型式	商品コード	個数	価格(税抜)
エバポ	ロータリーエバポレーター	REV202M	255427	1	¥276,000
	ガラスセットB(縦型)	RG202B	255354	1	¥87,000
	ウォーターバス	BM302	255357	1	¥62,000
チラー	冷却水循環装置(コンパクト)	CF303	221619	1	¥205,000
	断熱ホース(2本入り)	OCF12	221581	1	¥22,000
ポンプ	お手持ちの真空ポンプ	—	—	1	—

* PG201、N820G以外のポンプをご使用時は、真空ポンプの無線連動はできません。

■ トータル電源容量:約18A、必要コンセント数:3口



真空制御 / スタンド付 PG201システム

セットプラン No.11 | セット価格(税抜) **¥913,200**

No.9システムの真空コントローラを別置きにしたシステムです。スタンドがあるので2次トラップを後付けしたり真空ポンプの設置台にもなります。

分類	製品名	型式	商品コード	個数	価格(税抜)
エバポ	ロータリーエバポレーター	RE202	255352	1	¥110,000
	真空コントローラ	VR102S	255388	1	¥120,000
	真空制御電磁弁	OVR10	255762	1	¥31,000
	ガラスセットB(縦型)	RG202B	255354	1	¥87,000
	ウォーターバス	BM302	255357	1	¥62,000
	スタンド(廃液トラップ瓶付)	ORT10	255770	1	¥43,000
チラー	冷却水循環装置(コンパクト)	CF303	221619	1	¥205,000
	断熱ホース(2本入り)	OCF12	221581	1	¥22,000
ポンプ	真空ポンプ	PG201	255158	1	¥185,000
	真空ポンプ制御ユニット	OVR28	255784	1	¥29,000
	真空ホース	—	255297	1	¥13,200

■ トータル電源容量:約20.2A、必要コンセント数:3口




真空制御 / CF802内蔵溶媒回収装置システム

セットプラン No.12 | セット価格(税抜) **¥1,043,200**

No.9システムに強力な冷却水循環装置CF802とオプションの2次トラップ瓶を付けたシステムです。2次トラップがCF802に内蔵されているのでより省スペースです。

分類	製品名	型式	商品コード	個数	価格(税抜)
エバポ	ロータリーエバポレーター	REV202M	255427	1	¥276,000
	ガラスセットB(縦型)	RG202B	255354	1	¥87,000
	ウォーターバス	BM302	255357	1	¥62,000
チラー	冷却水循環装置(強冷却)	CF802	221594	1	¥256,000
	2次トラップ瓶(CF802用)	OCF84	281478	1	¥66,000
	断熱ホース(2本入り)	OCF12	221581	1	¥22,000
ポンプ	真空ポンプ(インバータ制御)	N820G	255161	1	¥240,000
	真空ポンプ制御ユニットG	OVR26	255783	1	¥21,000
	真空ホース	—	255297	1	¥13,200

■ トータル電源容量:約27.3A、必要コンセント数:3口



* 製品写真にオプション類は表示していません。

スタンダード安全増セット

セットプラン No.13 | セット価格(税抜) **¥803,200**

No.5のスタンダードセットのガラスセットBに破損時の飛散防止コーティングを施し、ウォーターバスには飛沫防止と巻き込み防止のためのカバーを取り付けた安全増セット。

分類	製品名	型式	商品コード	個数	価格(税抜)
エバポ	ロータリーエバポレーター	RE202	255352	1	¥110,000
	飛散防止コーティングガラスB	RG202B	255786	1	¥111,000
	ウォーターバス	BM302	255357	1	¥62,000
	バスカバー	BC102	255650	1	¥40,000
チラー	冷却水循環装置(コンパクト)	CF303	221619	1	¥205,000
	断熱ホース(2本入り)	OCF12	221581	1	¥22,000
ポンプ	真空ポンプ(インバータ制御)	N820G	255161	1	¥240,000
	真空ホース	—	255297	1	¥13,200

■ トータル電源容量:約18.6A、必要コンセント数:3口



真空コントローラセット(エバポレーターなし)

セットプラン No.14 | セット価格(税抜) **¥531,400**

RE202以外のお手持ちのエバポレーターに真空コントローラと真空ポンプ、2次トラップを組合せたシステム例。(エバポレーターとの連動運転はできません)

分類	製品名	型式	商品コード	個数	価格(税抜)
エバポ	真空コントローラ(単品)	VR102S	255388	1	¥120,000
	真空制御電磁弁	OVR10	255762	1	¥31,000
	スタンド(廃液トラップ瓶付)	ORT10	255770	1	¥43,000
	排気トラップセット	ORT12	255771	1	¥65,000
	ACアダプタ電源	OVR16	255765	1	¥7,800
	電源コード	OVR18	255766	1	¥3,600
ポンプ	真空ポンプ(インバータ制御)	N820G	255161	1	¥240,000
	真空ポンプ制御ユニットG	OVR26	255783	1	¥21,000

* RE202以外のエバポレーターと接続する際は、ACアダプタOVR16、電源コードOVR18が必要で、RE202との接続には、VR接続コードORT16が必要です。

* 溶媒回収の場合はスタンドORT10、排気トラップセットORT12を選択してください。

■ トータル電源容量:約2A、必要コンセント数:3口



エバポレーターREV×2台システム

セットプラン No.15 | セット価格(税抜) **¥1,769,400**

実験台やヒュームフードの下に設置できる冷却水循環装置(CF820)1台でロータリーエバポレーター2台を接続する組合せです。

分類	製品名	型式	商品コード	個数	価格(税抜)
エバポ	ロータリーエバポレーター	REV202M	255427	2	¥552,000
	ガラスセットB(縦型)	RG202B	255354	2	¥174,000
	ウォーターバス	BM302	255357	2	¥124,000
チラー	冷却水循環装置(強冷却)	CF820	221552	1	¥327,000
	断熱ホース(2本入り)	OCF12	221581	2	¥44,000
ポンプ	真空ポンプ(インバータ制御)	N820G	255161	2	¥480,000
	真空ポンプ制御ユニットG	OVR26	255783	2	¥42,000
	真空ホース	—	255297	2	¥26,400

* 価格は個数×単品価格

■ トータル電源容量:約39A、必要コンセント数:5口



高沸点スタンダードセット

セットプラン No.16 | セット価格(税抜) **¥744,200**

高沸点溶媒などで使用するオイルバスと省スペースなガラスBを組み合わせたセット。(真空コントローラは含まれていません)

分類	製品名	型式	商品コード	個数	価格(税抜)
エバポ	ロータリーエバポレーター	RE202	255352	1	¥110,000
	ガラスセットB(縦型)	RG202B	255354	1	¥87,000
	オイルバス	BO302	255358	1	¥67,000
チラー	冷却水循環装置(コンパクト)	CF303	221619	1	¥205,000
	断熱ホース(2本入り)	OCF12	221581	1	¥22,000
ポンプ	真空ポンプ(インバータ制御)	N820G	255161	1	¥240,000
	真空ホース	—	255297	1	¥13,200

■ トータル電源容量:約18.6A、必要コンセント数:3口

