

エバポレーター以外の用途にも使えるおすすめ組合せ

真空コントローラVR102SはスタンドORT10に取り付けて使用します。排気トラップセット、真空制御電磁弁、ポンプ制御ユニットなどをスタンドに取り付け、真空ポンプをプラスすれば、溶媒回収装置としてもご利用いただけます。

真空コントローラ(溶媒回収装置付)					
分類	製品名	型式	商品コード	個数	価格(税抜)
エバポ	真空コントローラ(単品)	VR102S	255388	1	¥120,000
	真空制御電磁弁	OVR10	255762	1	¥31,000
	スタンド(廃液トラップ瓶付)	ORT10	255770	1	¥43,000
	排気トラップセット(溶媒回収)	ORT12	255771	1	¥65,000
	ACアダプタ電源	OVR16	255765	1	¥7,800
	電源コード	OVR18	255766	1	¥3,600
	ポンプ	真空ポンプ(インバータ制御)	N820G	255161	1
真空ポンプ制御ユニットG		OVR26	255783	1	¥21,000
セット価格(税抜)					¥531,400

溶媒回収装置がご不要の時は排気トラップセットORT12を削除してください。



溶媒回収装置RT302					
分類	製品名	型式	商品コード	個数	価格(税抜)
エバポ	スタンド(廃液トラップ瓶付)	ORT10	255770	1	¥43,000
	排気トラップセット(溶媒回収)	ORT12	255771	1	¥65,000
セット価格(税抜)					¥108,000



外部密閉系冷却水循環装置オプション

製品名	型式	商品コード	価格(税抜)	仕様/備考
循環断熱ホース	OCF12	221581	¥22,000	内径φ9mm、エチレンプロピレン(軟質)ホース(2m)×2本、クランプ4個
循環断熱ホース	OCF62	221599	¥48,000	高断熱、内径φ9mm、シリコン(軟質)ホース(2m)×2本、クランプ4個
循環断熱ホース	OCF78	281475	¥15,000	外径φ10mm、ポリウレタン(硬質)チューブ(2m)×2本
循環断熱ホースφ6mm	OCF56	221595	¥41,000	高断熱仕様2m×2本
L型循環ノズル	OCF80	281476	¥4,400	φ8mm R3/8 SUS304
L型循環ノズル	OCL30	221396	¥4,400	φ10.5mm R3/8 SUS304
L型循環ノズル	OCL40	221397	¥5,400	φ13mm R3/8 SUS304
L型循環ノズル	OCL50	221398	¥5,400	φ16mm R3/8 SUS304
流量調整バルブ	OCF82	281477	¥4,900	R3/8(CF802は標準装備)
外部連動入力端子	OCF96	281484	¥22,000	無電圧A接点入力による運転/停止ができます(CF303用)
外部連動入力端子	OCF98	281485	¥22,000	無電圧A接点入力による運転/停止ができます(CF802用)
外部開放接続用密閉蓋	OCF86	281479	¥62,000	密閉蓋+戻り配管セット 開放水槽に接続ができます(CF802用)
ワンタッチコネクタ	OCF88	281480	¥2,700	ストレートワンタッチコネクタ R3/8×外径φ10mm(硬質チューブ用)
ワンタッチコネクタ	OCF90	281481	¥3,400	自在回転式L型ワンタッチコネクタ R3/8×外径φ10mm(硬質チューブ用)
ストレーナセット	OCF92	281482	¥20,000	Y字ストレーナ(20メッシュ、Rc3/8)+OUTLET接続チューブ
ホースノズル	OCF94	281483	¥1,700	外径φ10mm硬質チューブ⇒内径φ9mm軟質ホース接続への変換(標準付属品)
二次トラップビン	OCF84	281478	¥66,000	1L ガラスビン+真空ノズルセット+取付板金セット(CF802用)
ガラスビン	OCF26	281487	¥44,000	1L 二次トラップビンの付属品 ガラスビンと栓のセット
真空ノズルセット	ORG80	255512	¥2,700	二次トラップビンの付属品 2個セット(ノズル、ノズルキャップ、パッキン)
パッキンセット	OCF40	281494	¥1,500	二次トラップビンの付属品 12個セット(パッキン)
ホースニップルφ8mm	OCF58	221596	¥2,100	接続先Rc 3/8(CF820用)
ホースニップルφ10.5mm	OCL10	221394	¥2,100	接続先Rc 3/8(CF820用)
ホースニップルφ13mm	OCL60	221399	¥2,100	接続先Rc 3/8(CF820用)
ホースニップルφ16mm	OCL20	221395	¥2,100	接続先Rc 3/8(CF820用)

設置例



コンパクトサイズだから実験台の上にも下にも設置可能



実験台の横に置いて使用。エバポレーター2台を冷却可能



実験台の下に置いて使用。エバポレーター2台を冷却可能