

消耗品



オートスチル(蒸留水製造装置)

型式	品名	型式	商品コード	交換周期	価格(税抜)
WG252	メンブレンフィルタ(2個セット)	MFRL727	9020010004	3ヶ月又は500L純水通水	¥14,000
	前処理カートリッジ	PWF-1	253099	6ヶ月又は約5000L通水	¥28,000
	イオン交換樹脂カートリッジ	CPC-S	253080	1×10 ⁻⁴ S/mまで約700L	¥26,000
	エアバントフィルタ	YAVF-1	LT00040430	1年で交換	¥21,000
	缶石洗浄剤(1kg)	-	8190010001	-	¥3,000
	プレフィルタ(ワイドカートリッジ)	SWPP-010-1	9020036001	-	¥2,800
	活性炭フィルタ	YAC-250	9020026002	-	¥9,000
WG1012	殺菌灯用UVランプ(交換用)	OWG28	253773	使用時間が100時間経過で交換表示	¥33,000
	メンブレンフィルタ(2個セット)	MFRL727	9020010004	3ヶ月又は500L通水	¥14,000
	前処理カートリッジ	PWF-1	253099	6ヶ月又は約5000L通水	¥28,000
	イオン交換樹脂カートリッジ	CPC-S	253080	1×10 ⁻⁴ S/mまで約1400L(2本装備)	¥26,000
	エアバントフィルタ	YAVF-1	LT00040430	6ヶ月で交換	¥21,000
	缶石洗浄剤(1kg)	-	8190010001	-	¥3,000
	プレフィルタ(ワイドカートリッジ)	SWPP-010-1	9020036001	-	¥2,800
WG205	活性炭フィルタ	YAC-250	9020026002	-	¥9,000
	殺菌灯用UVランプ(交換用)	OWG28	253773	使用時間が100時間経過で交換表示	¥33,000
	メンブレンフィルタ(2個セット)	MFRL727	9020010004	3ヶ月又は500L純水通水	¥14,000
	前処理カートリッジ	PWF-1	253099	6ヶ月又は約5000L通水	¥28,000
	イオン交換樹脂カートリッジ	CPC-S	253080	1×10 ⁻⁴ S/mまで約700L	¥26,000
	エアフィルタ	AVF-1(4210)	9020020001	1年で交換	¥3,000
	缶石洗浄剤(1kg)	-	8190010001	-	¥3,000
WGH201	プレフィルタ(ワイドカートリッジ)	SWPP-010-1	9020036001	-	¥2,800
	活性炭フィルタ	YAC-250	9020026002	-	¥9,000
	メンブレンフィルタ(2個セット)	MFRL727	9020010004	3ヶ月又は約500L純水通水	¥14,000
	前処理カートリッジ	PWF-1	253099	6ヶ月又は約5000L通水	¥28,000
	イオン交換樹脂カートリッジ	CPC-S	253080	1×10 ⁻⁴ S/mまで約700L	¥26,000
	高純度カートリッジ	CPC-H	CPCNS30011	約10000L	¥49,000
	缶石洗浄剤(1kg)	-	8190010001	-	¥3,000
WS201/221	殺菌灯用UVランプ(交換用)	OWG28	253773	使用時間が100時間経過で交換表示	¥33,000
	エアフィルタ	AVF-1(4210)	9020020001	1年で交換	¥3,000
WA511/711/731	缶石洗浄剤(1kg)	-	8190010001	-	¥3,000
	前処理カートリッジ	PWF-1	253099	6ヶ月又は約5000L通水	¥28,000
	イオン交換樹脂カートリッジ	CPC-N	CPCN30010	水質が1×10 ⁻⁴ S/m以上	¥26,000
	メンブレンフィルタ(2個セット)	MFRL727	9020010004	3ヶ月又は約500L純水通水	¥14,000
WG511/711	缶石洗浄剤(1kg)	-	8190010001	-	¥3,000
	メンブレンフィルタ(1個)	MFRL730	9020010006	3ヶ月又は約3000L純水通水	¥15,000
	殺菌灯用UVランプ(オプション)	OWG28	253773	使用時間が100時間経過で交換表示	¥33,000
	イオン交換樹脂SPC-10 樹脂再生費	SPC-10	000823	約2000L	¥25,000
	イオン交換樹脂SPC-10 カートリッジ	SPC-10一式	9110010004	約2000L	¥114,000
	高純度カートリッジ(オプション)	CPC-H	CPCNS30011	SPC10を2~3回交換するまで	¥49,000
	前処理カートリッジ	PWF-1	253099	6ヶ月又は約5000L通水	¥28,000
	IE/SP ポンベ返却用キャップ	-	WL100002	-	¥3,200
	缶石洗浄剤(1kg)	-	8190010001	-	¥3,000

※ 使用状況により交換周期は変動します。 ※ 原水水質は20mS/m時の値となります。

ピュアライン/オートピュア(イオン交換水)

型式	品名	型式	商品コード	交換周期	価格(税抜)
WL200	イオン交換樹脂カートリッジ	CPC-P	253254	10×10 ⁻⁴ S/mまで約300L	¥20,000
	メンブレンフィルタ(2個入り)	MFRL727	9020010004	3ヶ月又は500L純水通水	¥14,000
WL220/220T	イオン交換樹脂カートリッジ	CPC-P	253254	10×10 ⁻⁴ S/mまで約300L	¥20,000
	イオン交換樹脂カートリッジ	CPC-P+CPC-E	253262	10×10 ⁻⁴ S/mまで約700L(CPC-P/CPC-E同時交換)	¥37,000
	メンブレンフィルタ(2個入り)	MFRL727	9020010004	3ヶ月又は500L純水通水	¥14,000
WE200	前処理カートリッジ	PWF-1	253099	約5000L	¥28,000
	逆浸透(RO)膜カートリッジセット	-	253257	約20000L	¥40,000
	イオン交換樹脂カートリッジ	CPC-T	253256	連続通水で約2500L(1MΩ・cm以上)	¥20,000
	メンブレンフィルタ(2個セット)	MFRL727	9020010004	3ヶ月又は500L純水通水	¥14,000
WL100	活性炭フィルタ	-	9020026002	-	¥9,000
	メンブレンフィルタ	-	9020010007	-	¥46,000
	IEポンベ イオン交換樹脂のみ(新品)	-	9110010001	-	¥49,000
	IEポンベ イオン交換樹脂再生	-	000822	-	¥20,000
WEX3NUV/ 5NUV	プロガード TS2	-	PR0G0T0S2	~6ヶ月	¥24,900
	逆浸透膜 WEX3NUV用	-	CDRC351JW	1~2年	¥76,600
	逆浸透膜 WEX5NUV用	-	CDRC601JW	1~2年	¥99,800
	本体用殺菌254nm UVランプ WEX用	-	ZLXUVLP01	2年	¥23,300
	タンクエアバントフィルタ	-	TANKMPK01	1年	¥30,000
	ASM用タンク殺菌254nm UVランプ	-	ZLXUVLPL1	2年	¥46,000

※ 使用状況により交換周期は変動します。 ※ 原水水質は20mS/m時の値となります。

オプション・対応表

WG252、WG1012、WG205

品名	型式	商品コード	WG252	WG1012	WG205	備考	価格(税抜)
架台	OA097	281333	●	-	●	W540×D660×H800mm キャスタ、アジャスタ付	¥90,000
殺菌灯	OA098	281334	●	-	-	蒸留水タンク組込一式(ご注文時取付)	¥100,000
殺菌灯	OA099	281335	-	●	-	蒸留水タンク組込一式(ご注文時取付)	¥108,000
採水ホースユニット	OA100	281336	-	-	●	メンブレンフィルタ、シリコンホース2m、マグネットフック付	¥20,000
給水ホース用口金	OA101	281337	●	●	●	原水側:G1/2オスまたはウィットネジW26山20	¥5,600
給水栓	OA102	281338	●	●	●	原水側:G1/2オスまたはRc1/2メスに接続	¥24,000
給水栓(減圧弁付)	OA103	281339	●	●	●	原水側:G1/2オスまたはRc1/2メスに接続	¥43,000
排水トラップ	OA104	281340	●	●	●	排水温度が高温の場合に使用	¥198,000
給水延長ホース(1m)	OA105	281341	●	●	●	標準の給水ホース2mを1m延長	¥6,600
排水ホース(3m)	OA106	281342	●	●	●	標準のホース2mを取り外し交換	¥5,600
フットスイッチ	OA107	281343	●	●	-	コード長5m	¥42,000
採水口カバー	OA108	281344	*	*	●	-	¥4,400
シャワーノズル	OA109	281345	●	●	-	-	¥7,800
イオン交換樹脂増設用ホース	OA110	281346	●	*	●	CPC-S増設時ホース	¥7,800
純水デリバリーユニット	PW200	253135	●	●	●	蒸留水用送水ポンプ	¥329,000
ピュアライン	WL100H	253669	●	●	●	WL100+WG205/252/1012との接続部品	¥166,000
フィルタハウジング	OA111	281347	●	●	●	WL100の前段に取付けるフィルタ用	¥36,000
フィルタスタンド	OA112	281348	●	●	●	自立スタンド ハウジング2個まで取付可能	¥36,000
外部警報出力	OA113	281351	●	-	-	通知・警報・異常の発生時に信号を出力(ご注文時取付)	¥34,000
外部警報出力	OA114	281352	-	●	-	通知・警報・異常の発生時に信号を出力(ご注文時取付)	¥34,000

※ 標準装備

WGH201、WS201/221、WA511/711/731、WG511/711

品名	型式	商品コード	WGH201	WS201/221	WA511/711/731	WG511/711	価格(税抜)
架台(外形寸法:幅603×奥行683×高さ870mm)	AS250	253174	●	-	-	-	¥66,000
架台(外形寸法:幅576×奥行416×高さ890mm)	AS22	253176	-	●	-	-	¥66,000
給水口ユニット	OWH10	253686	●	●	●	●	¥26,000
原水用減圧弁	OWG48	253772	●	-	●	-	¥19,000
殺菌灯 ^{※1}	OWG66	253226	-	-	●	-	¥100,000
接続ユニットG ^{※1}	-	253668	●	-	●	●	¥23,000
採取口ホース継手セット	OWF10	253208	-	-	●	●	¥16,000
高純度カートリッジ(CPC-H)接続ユニット	OWD10	253207	-	-	-	●	¥38,000
高純度カートリッジ	CPC-H	CPCNS30011	-	-	-	●	¥49,000
軟水カートリッジユニット	OWA50	253210	-	-	●	-	¥34,000

※1 本体ご注文時にご指定ください。

WL200、WL220、WL220T、WE200

品名	型式	商品コード	WL200	WL220	WL220T	WE200	価格(税抜)
給水口ユニット	OWH10	253686	●	●	●	-	¥26,000
原水用減圧弁	OWG48	253772	●	●	●	-	¥19,000
CPC-E接続セット(CPC-E含む)	OWL36	253261	●	-	-	-	¥47,000
前処理カートリッジ接続セット	OWL38	253267	●	●	-	-	¥58,000
採水スタンド(接続セット付き)	OWL40	253266	●	●	-	●	¥50,000
外部警報出力端子	OWL42	253268	●	●	●	-	¥19,000
リモート採水機能	OWL44	253269	●	●	-	-	¥19,000
リモート採水機能(採水スイッチ付)	OWL46	253270	●	●	-	-	¥42,000
リモート採水用入力端子(採水電磁弁付)	OWL48	253272	-	-	●	-	¥44,000
設置用バット	OWL50	253271	-	-	●	-	¥44,000
電源コード(4m)	OWL52	253273	●	●	-	-	¥12,000
外部警報出力端子	OWE16	253278	-	-	-	●	¥19,000
リモート採水入力端子	OWE12	253279	-	-	-	●	¥19,000
フットスイッチ	OWE14	253280	-	-	-	●	¥42,000

WL100

品名	商品コード	WL100	価格(税抜)
フィルタースタンド	253676	●	¥22,000
フィルタハウジングユニット	253675	●	¥17,000
IEポンベIEポンペー式	000821	●	¥103,000
IE/SPポンベ返却用キャップ	WL100002	●	¥3,200
接続ユニットB	253678	●	¥14,000
接続ユニットG	253668	●	¥23,000

(注)上記の価格には、消費税は含まれておりません。● 荷造・運送・搬入・据付費は別途申し受けます。