

SINCE 1889



アジレント PFAS 前処理 カラム / 消耗品



ここがポイント

全ての商品に試供品があります。

アジレントは、食品・環境・生体試料の複雑な PFAS 分析に対し、EPA など各国の分析法に準拠した前処理製品を提供しています。

Bond Elut PFAS WAX



Bond Elut PFAS WAX (WAX: 弱アニオン交換) は PFAS 分析専用開発された固相抽出カラムです。短鎖～長鎖の PFAS を処理することが出来ます。

アプリケー
ションノー
トはこちら




- 弱アニオン交換 SPE 充填剤を採用し、PFAS の高回収率を保証
- 一貫した再現性と清浄度を実現
- 少量の充填剤 (150 mg, 200 mg) の選択が可能

品番	種類	価格 (税抜)
5610-2150	Bond Elut PFAS WAX 150mg, 6mL, 30個	¥36,000
5610-2151	Bond Elut PFAS WAX 200mg, 6mL, 30個	¥46,000
5610-2152	Bond Elut PFAS WAX 500mg, 6mL, 30個	¥52,000

Bond Elut PFAS WAX/Carbon S 新商品

PFAS WAX 200mg/Carbon S 50mg



PFAS WAX
Carbon S

サンプル:
廃水、漂流水など

Carbon S 50mg/PFAS WAX 200mg



Carbon S
PFAS WAX

サンプル:
土壌、堆積物など

PFAS WAX 200mg/Carbon S 50mg Blend



PFAS WAX,
Carbon S Blend

高い回収率で PFAS 前処理ができる固相抽出カラムです。サンプルの処理順序に合わせて充填された、カートリッジをお選びいただけます。

アプリケー
ションノー
トはこちら



品番	種類	価格 (税抜)
5610-2237	PFAS WAX 200mg/Carbon S 50mg, 6mL, 30個	¥45,000
5610-2238	PFAS WAX 200mg/Carbon S 50mg, 6mL, 250個	¥320,000
5610-2239	PFAS WAX 500mg/Carbon S 50mg, 6mL, 30個	¥51,000
5610-2240	PFAS WAX 500mg/Carbon S 50mg, 6mL, 250個	¥363,000
5610-2241	Carbon S 50mg/PFAS WAX 200mg, 6mL, 30個	¥45,000
5610-2242	Carbon S 50mg/PFAS WAX 200mg, 6mL, 250個	¥320,000
5610-2243	PFAS WAX 200mg, Carbon S 10mg, Blend 30個	¥35,000
5610-2244	PFAS WAX 200mg, Carbon S 10mg, Blend 250個	¥249,000
5610-2245	PFAS WAX 200mg, Carbon S 50mg, Blend 30個	¥36,000
5610-2246	PFAS WAX 200mg, Carbon S 50mg, Blend 250個	¥261,000

Bond Elut Carbon S for PFAS 新商品



さまざまな環境サンプル中 (特に土壌分析) の PFAS 回収ができる Carbon S 吸着剤を充填した固相抽出カラムです。

アプリケー
ションノー
トはこちら



- PFAS の高回収率と再現性を保証
- 土壌分析の公定法に準拠

品番	種類	価格 (税抜)
5610-2247	Carbon S for PFAS WAX 250mg, 6mL, 30個	¥24,000
5610-2248	Carbon S for PFAS WAX 250mg, 6mL, 250個	¥192,000

ヤマト科学株式会社

Captiva EMR PFAS Food 食品用



PFAS 前処理用に最適化されたアジレント独自のカートリッジで、多様で複雑な食品マトリックスを除去します。

アプリケーションノートはこちら



- **簡単、短時間**でクリーンアップ
- **I : 生鮮食品、生鮮加工品**
- **II : 動物由来、乾燥植物由来の食品**

品番	種類	価格(税抜)
5610-2230	Captiva EMR PFAS Food I, 6mL, 340mg	¥25,000
5610-2231	Captiva EMR PFAS Food I, 6mL, 680mg	¥29,000
5610-2232	Captiva EMR PFAS Food II, 6mL, 750mg	¥30,000

Captiva EMR-Lipids 生体試料用



炭素鎖の長い脂質のみを吸着する特殊な充填剤を採用し、分析対象物を損失することなく、**高選択性と高効率**で脂質/マトリックスを除去します。

アプリケーションノートはこちら



- **改良型のフィルタ設計**で**短時間**処理
- **ウェル内のタンパク質変性沈殿処理が可能**



品番	種類	価格(税抜)
5190-1002	1mL, 40mg, 100個	¥34,000

PFCs フリーポリプロピレンバイアル

非PFC(有機フッ素化合物)材料を使用したバイアルおよびキャップです。独自の設計によって、PFC による不要なバックグラウンドコンタミネーションと共溶出を防止します。

スクリュートップ



品番	種類	価格(税抜)
5191-8151	PPスクリュキャップ, PP/シリコンセプタム, 100個	¥1,900
5191-8121	PPスクリュバイアル, 100個	¥2,800
5191-8123	PPスクリュバイアル, 500個	¥14,000

スナップトップ



セプタム: ポリエチレン (単層)



セプタム: 耐薬品性 ポリエチレンオレフィン

品番	種類	価格(税抜)
5182-0542	PPスナップキャップ, ソリッド ポリエチレンセプタム, 100個	¥1,800
5181-1513	スナップキャップ(耐薬品性 ポリエチレンオレフィン), 500個	¥10,000
5191-8122	PPスナップバイアル, 100個	¥3,000
5191-8124	PPスナップバイアル, 500個	¥14,000



注意

本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

●仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。●価格には、消費税が含まれておりません。●記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「®」は記載していません。

SINCE 1889



科学・技術の未来のために

ヤマト科学株式会社

本社 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエアY棟36階

お客様総合サービスセンター

0120-405-525

受付時間 9:00~12:00, 13:00~17:00 土日祝除く

ヤマト科学ウェブサイト

www.yamato-net.co.jp

メールでのお問い合わせは、ヤマト科学ウェブサイトより受付しております



お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

Cat.No: C1914A

<国内営業・サービス拠点>

札幌 (011)204-6780 仙台 (022)216-5701 前橋 (027)280-4650 筑波 (029)852-3411 埼玉 (048)642-2569 千葉 (043)241-7085
東京 (03)5827-3525 東京西 (042)352-3211 川崎 (044)540-3751 横浜 (045)828-1631 厚木 (046)224-6911 長野 (026)291-6001
静岡 (054)653-0510 名古屋 (052)202-3051 北陸 (076)443-8603 京滋 (075)343-7201 関西 (06)6101-3112 広島 (082)221-0921
山口 (083)974-4760 福岡 (092)263-7550

Copyright© Yamato Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved.

<海外拠点>

サンフランシスコ 重慶 上海
北京 広州 西安
東莞 ケルン

このカタログの記載内容は2025年8月現在のものです。