

SINCE 1889



すべて ¥200,000 未満

ジャンル別 厳選ガイド 2026
年度版

オススメの20万円未満、売れ筋商品をご紹介します!!

BEST CHOICE!

送風式乾燥器

BEST CHOICE!

▶ 長年愛され続ける強制送風方式の定番モデル

送風定温恒温器 | DKMシリーズ

保証延長対象

型式	商品コード	温度制御範囲	内容積	価格(税抜)
DKM301	213001	(室温+10)~260℃	27L	¥164,000
DKM401	213002	(室温+10)~260℃	90L	¥198,000



●写真はDKM301

自然対流式乾燥器

BEST CHOICE!

▶ 最大280℃自然対流式のスタンダードタイプ

定温乾燥器 | DYシリーズ

保証延長対象

型式	商品コード	温度制御範囲	内容積	価格(税抜)
DY301	212030	(室温+10)~280℃	28L	¥98,000
DY401	212050	(室温+10)~280℃	74L	¥123,000
DY601	212069	(室温+10)~280℃	153L	¥158,000



●写真はDY401

器具乾燥器

BEST CHOICE!

▶ 安全性を重視したロングセラーモデル

器具乾燥器 | DGシリーズ

保証延長対象

型式	商品コード	温度制御範囲	内容積	価格(税抜)
DG401	212141	(室温+5)~70℃	95L	¥162,000



●写真はDG401

卓上インキュベーター

BEST CHOICE!

▶ コンパクトな卓上モデル

恒温器 | IC101/101W

保証延長対象

型式	商品コード	温度制御範囲	内容積	価格(税抜)
IC101	211130	(室温+5)~60℃	37L	¥89,000
IC101W	211139	(室温+5)~60℃	37L	¥111,000



●写真はIC101W

●IC101は観測窓なし、IC101Wは観測窓付きです。

インキュベーター

BEST CHOICE!

▶ 約100Lのエアジャケットタイプ

恒温器 | IC402

保証延長対象

型式	商品コード	温度制御範囲	内容積	価格(税抜)
IC402	211195	(室温+5)~80℃	97L	¥133,000



●写真はIC402

ロータリーエバポレーター

BEST CHOICE!

▶ ジャッキハンドル操作で高さ調節が楽々

ロータリーエバポレータ | RE202シリーズ

型式	商品コード	組み合わせ内容	価格(税抜)
RE202A	255481	本体+ガラスセットA(横型)	¥183,000
RE202B	255484	本体+ガラスセットB(縦型)	¥197,000

●ウォーターバス(BM302)は含まれておりません。(¥62,000)



●写真はRE202B

▶ 既設のエバポに後付け可能な真空コントローラー(測定範囲0~1100 hPa)

VRセット(真空コントローラー後付け)

型式	商品コード	セット内訳	価格(税抜)
VR102S	255388	真空コントローラー	¥120,000
ORT10	255770	スタンド	¥43,000
OVR10	255762	真空制御電磁弁	¥31,000

●RE202との接続には、VR接続コードORT16(¥6,000)が必要です。RE202以外のエバポレーターと接続する際は、ACアダプタOVR16(¥7,800)と電源コードOVR18(¥3,600)が必要です。



●写真はVRセット

合成用スターラー

BEST CHOICE!

▶ 強磁力の合成用スターラー(アルミブロックを多数ご用意)

マグミキサ | MFD800/MFH800

型式	商品コード	温度制御範囲	回転数	価格(税抜)
MFD800	231326	-	50~1600rpm	¥95,000
MFH800	231389	(室温+25)~310℃	50~1600rpm	¥125,000



●写真はMFH800

合成用オイルバス

BEST CHOICE!

▶ 視認性が良いので変色時の確認しやすい

ガラスオイルバス | BOG100/200

型式	商品コード	温度制御範囲	槽内容量	価格(税抜)
BOG100	222122	(室温+5)~240℃	約1.0L	¥110,000
BOG200	222123	(室温+5)~240℃	約2.2L	¥132,000



●写真はBOG200

ウォーターバス

BEST CHOICE!

▶ シンプル操作だから使いやすい

ウォーターバス | BMSシリーズ

型式	商品コード	温度制御範囲	槽内容量	価格(税抜)
BMS400	222009	30~90℃	約3.6L	¥35,000
BMS800	222010	30~90℃	約11.6L	¥64,000



●写真はBMS800

▶ スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能

ウォーターバス | BSシリーズ

保証延長対象

型式	商品コード	温度制御範囲	槽内容量(開口個数)	価格(税抜)
BS200	222061	(室温+5℃)~沸騰温度(水)	約4.7L(4個)	¥74,000
BS401	222065	(室温+5℃)~沸騰温度(水)	約9L(4個)	¥117,000
BS601	222066	(室温+5℃)~沸騰温度(水)	約12L(6個)	¥142,000
BS660	222064	(室温+5℃)~沸騰温度(水)	約14L(6個)	¥142,000

●ご使用いただける容器サイズは、WEB等でご確認ください。



●写真はBS401

ヤマト科学株式会社

投込式恒温装置

BEST CHOICE!

》バリエーション豊富な多機能型の投込式恒温装置

投込式恒温装置サーモメイト | BFシリーズ

保証延長対象

型式	商品コード	温度制御範囲	温度調整精度	価格(税別)
BF201	221808	(室温+5)~80℃	±0.05/0.1℃	¥88,000
BF401	221809	(室温+5)~80℃	±0.02/0.05℃	¥132,000
BF501	221810	(室温+5)~80℃	±0.02/0.05℃	¥158,000
BF601	221811	(室温+5)~180℃	±0.05/0.2℃	¥170,000



●写真はBF201

投込式冷却器

BEST CHOICE!

》耐食性に優れた投込式冷却器

ネオクールディップ | BEシリーズ

型式	商品コード	使用温度範囲	冷却コイル	価格(税別)
BE201	221623	-20~35℃	スパイラルチューブ φ35×170mm(外径×長さ)	¥185,000
BE201F	221624	-20~35℃	フレキシブルチューブ φ15×500mm(直径×長さ)	¥174,000



●写真はBE201

超音波洗浄器

BEST CHOICE!

》独自の発振方式により、強力で均一なパフォーマンス

卓上型超音波洗浄機 | Bransonicシリーズ

型式	商品コード	特徴	容量	価格(税別)
M1800-J	291427N	メカニカルタイマ	1.9L	¥113,000
M1800H-J	291428N	メカニカルタイマ、ヒータ	1.9L	¥133,000
CPX1800-J	291429N	デジタルタイマ	1.9L	¥139,000
CPX1800H-J	291430N	デジタルタイマ、温調ヒータ	1.9L	¥174,000
M2800-J	291431N	メカニカルタイマ	2.8L	¥141,000
M2800H-J	291432N	メカニカルタイマ、ヒータ	2.8L	¥161,000
CPX2800-J	291433N	デジタルタイマ	2.8L	¥178,000
M3800-J	291435N	メカニカルタイマ	5.7L	¥174,000
M3800H-J	291436N	メカニカルタイマ、ヒータ	5.7L	¥194,000



●写真はM3800-J



●写真はCPX1800H-J

純水製造装置

BEST CHOICE!

》蛇口につなぐだけで大量のイオン交換水が採取

純水製造装置ピュアライン | WL100

型式	商品コード	採取純水	製造量	価格(税別)
WL100	253610	イオン交換水	2~5L/min以下	¥140,000

●活性炭フィルター、メンブレンフィルターを別途ご用意しています。



●写真(右)がWL100

ヒーティングブロック

BEST CHOICE!

》試験管をアルミブロックで迅速加熱

ヒーティングブロック | HFシリーズ

型式	商品コード	温度制御範囲	アルミブロック数	価格(税別)
HF100	213105	(室温+5)~200℃	1個	¥110,000
HF200	213106	(室温+5)~200℃	2個	¥132,000

●アルミブロック、マイクロチューブは含まれておりません。(アルミブロック 1個 ¥18,000~22,000)



●写真はHF100, HF200

ホットプレート

BEST CHOICE!

》シンプル操作のホットプレート

ホットプレート | HKシリーズ

型式	商品コード	温度制御範囲	加熱板寸法(mm)	価格(税別)
HK200	213126	50~250℃	W338×D238×H25	¥95,000
HK300	213127	50~250℃	W388×D288×H25	¥104,000



●写真はHK200

振とう器

BEST CHOICE!

》往復・楕円・旋回3モード切り替えが可能

振とう器 | MK161

型式	商品コード	振とう数	振とう幅	価格(税別)
MK161	232044	20~200 rpm	旋回運動:30mm 往復運動:30mm	¥198,000

●ガラス器具、ツメクランプ、クランプ取付台mなどのオプションは付属致しません。
●クランプ取付台(¥13,000)、ツメクランプ10個入り(¥10,000)等、オプションは他にも多数取り揃えております。



●写真はMK161

漏水検知・給水遮断器

BEST CHOICE!

》ラインセンサが水漏れを検知して給水をストップ

MIZUガード | Y-MGB101

型式	商品コード	外部警報出力	ラインセンサ長さ	価格(税別)
Y-MGB101	254198	漏水・センサ断線・モータバルブ異常時 無電圧c接点×1	5m	¥158,000



●写真はY-MGB101

Q&A

Q 製品の保証期間は、1年間ですか？

保証期間は、購入後1年間です。弊社サイトにお客様登録していただく対象機種の保証期間を、2年もしくは3年に延長いたします。



注意

本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

●仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。●価格には、消費税が含まれておりません。●記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「®」は記載しておりません。

SINCE 1889



科学・技術の未来のために

ヤマト科学株式会社

本社 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエアY棟36階

お客様総合サービスセンター

0120-405-525

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00 土日祝除く

ヤマト科学ウェブサイト

www.yamato-net.co.jp

メールでのお問い合わせは、ヤマト科学ウェブサイトより受付しております



お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

Cat.No: C1991A

<国内営業・サービス拠点>

札幌 (011)204-6780 仙台 (022)216-5701 前橋 (027)280-4650 筑波 (029)852-3411 埼玉 (048)642-2569 千葉 (043)241-7085 上海 重慶 北京 サンゼ
東京 (03)5827-3525 東京西 (042)352-3211 川崎 (044)540-3751 横浜 (045)828-1631 厚木 (046)224-6911 長野 (026)291-6001 広州 西安 瀋陽 デュッセルドルフ
静岡 (054)653-0510 名古屋 (052)202-3051 北陸 (076)443-8603 京滋 (075)343-7201 関西 (06)6101-3112 広島 (082)221-0921 長沙
山口 (083)974-4760 福岡 (092)263-7550

Copyright© Yamato Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved.

<海外拠点>

このカタログの記載内容は2025年11月現在のものです。