



据え置きでも持ち運びでも。

ラボで手軽に pH 測定

用途に応じたエントリーモデル。

ラボ内で
持ち運びしたい！

卓上でしっかり
測りたい！



LAQUA

エントリーモデル



ラボで持ち運ぶ

LAQUA D-200 Series

D-200 組み合わせ※
¥93,000 (税抜)

電池駆動式のため実験室内で自由自在に測定場所を選べる！軽く握っても滑りにくいグリップ感を表現！折り畳み式の背面スタンドを立てれば視認性も向上。

電源仕様	電極スタンド	メモリ数	メータ本体サイズ
単3アルカリ乾電池 (2本)	独立タイプ	500件~	80(W) × 160(H) × 40(D) mm

※D-210pHセットと電極スタンド (FA-70S) の組み合わせ *裏面にてご確認ください。

卓上で測る


LAQUA PH-SE Series


PH-SE パッケージ
¥98,000 (税抜)

卓上計をお求めやすい 10 万円前後の価格帯でご提供！電源接続で電池切れの心配なし。大画面で表示が見やすく、コンパクトに設置可能。


電源仕様	電極スタンド	メモリ数	メータ本体サイズ
ACアダプタ(100~240V,50/60Hz)	メータ一体型	1000件	150(W) × 160(H) × 66(D) mm

10万円前後で手に入る測定セット

	製品	形式	部品番号	税抜販売価格	✓
	D-210 pHセット (メータ本体、pH電極、pH標準液、キャリングケース)	D-210P-S	3200827146	68,000円	<input type="checkbox"/>
	電極スタンド	FA-70S	3200382557	25,000円	<input type="checkbox"/>
	合計			93,000円	

	製品	形式	部品番号	税抜販売価格	✓
	プラスチックボディ電極セット (スタンド一体型メータ本体、プラスチックボディ電極、pH標準液)	PH-SE	3200920677	98,000円	<input type="checkbox"/>
	スタンダードToupH pH電極セット (スタンド一体型メータ本体、スタンダードToupH電極、pH標準液)	PH-SE-GL	3200920678	110,000円	<input type="checkbox"/>

食品業界におすすめのセット

	製品	形式	部品番号	税抜販売価格	✓
	フラットISFET シンプルセット (メータ本体、単三電池2本、pH電極、pH標準液)	D-210P-F	3200886215	105,000円	<input type="checkbox"/>
	フラットISFET ラボ用セット (メータ本体、単三電池2本、pH電極、pH標準液、 電極スタンド、USB通信ケーブル)	D-220P-F-LAB	3200886216	135,000円	<input type="checkbox"/>

ご予算・用途にあわせた電極もご用意しております。



3万円以下の電極	製品	形式	部品番号	税抜販売価格	✓
	プラスチックボディ pH電極	9625-10D	3200360505	20,000円	<input type="checkbox"/>
	スタンダードToupH pH電極	9615S-10D	3200585428	29,000円	<input type="checkbox"/>
	内部液無補充型 pH電極 (1mケーブル)	9652-10D	3200786359	18,000円	<input type="checkbox"/>
	フラット形 pH複合電極	6261-10C	3014081807	20,000円	<input type="checkbox"/>
	強アルカリ試料用 pH電極	9632-10D	3200524120	30,000円	<input type="checkbox"/>
	ORP電極	9300-10D	3014046710	20,000円	<input type="checkbox"/>
	ISFET交換用センサ	0141N	3200862632	30,000円	<input type="checkbox"/>

6万円以下の電極	製品	形式	部品番号	税抜販売価格	✓
	フッ酸試料用 pH電極	9631S-10D	3200524119	38,000円	<input type="checkbox"/>
	ロングToupH pH電極	9680S-10D	3200585455	38,000円	<input type="checkbox"/>
	スリーブToupH pH電極	9681S-10D	3200585463	45,000円	<input type="checkbox"/>
	マイクロToupH pH電極	9618S-10D	3200585447	50,000円	<input type="checkbox"/>
	フラットISFET pH電極	0040N-10D	3200862858	60,000円	<input type="checkbox"/>

〈製造・販売元〉

HORIBA Advanced Techno

株式会社堀場アドバンスドテクノ <http://www.horiba-adt.jp>

本社 / 〒601-8551 京都市南区吉祥院宮の東町2番地
TEL (075) 321-7184 FAX (075) 321-7291

<https://www.horiba-adt.jp>

カタログNo. YMT-589A

Printed in Japan 2207SK253