SINCE 1889

Yamato

BEST CHOICE

すべて ¥300,000未満

厳選ガイド 2027 年度版

オススメの30万円未満、売れ筋商品をご紹介!!

送風式乾燥器

》長年愛され続ける強制送風方式の定番モデル

送風定温恒温器｜DKMシリーズ　保証延長対象

型式	商品コード	温度制御範囲	内容積	価格(税抜)
DKM301	213001	(室温+10)～260℃	27L	¥194,000
DKM401	213002	(室温+10)～260℃	90L	¥234,000



●写真はDKM301

自然対流式乾燥器

》最大280℃自然対流式のスタンダードタイプ

定温乾燥器｜DYシリーズ　保証延長対象

型式	商品コード	温度制御範囲	内容積	価格(税抜)
DY301	212030	(室温+10)～280℃	28L	¥116,000
DY401	212050	(室温+10)～280℃	74L	¥145,000
DY601	212069	(室温+10)～280℃	153L	¥186,000



●写真はDY401

器具乾燥器

》安全性を重視したロングセラーモデル

器具乾燥器｜DG401　保証延長対象

型式	商品コード	温度制御範囲	内容積	価格(税抜)
DG401	212141	(室温+5)～70℃	95L	¥191,000



●写真はDG401

フェイルセーフオーブン(安心器具乾燥器)

》異常過熱を防止するフェイルセーフ構造

フェイルセーフオーブン(安心器具乾燥器)｜DGS400　保証延長対象

型式	商品コード	温度制御範囲	内容積	価格(税抜)
DGS400	211919	(室温+5)～110℃	93L	¥260,000



●写真はDGS400

恒温器(インキュベーター)

》約100Lのエアジャケットタイプ

恒温器(インキュベーター)｜IC402　保証延長対象

型式	商品コード	温度制御範囲	内容積	価格(税抜)
IC402	211195	(室温+5)～80℃	97L	¥157,000



●写真はIC402

ロータリーエバポレーター

》ジャッキハンドル操作で高さ調節が楽々

ロータリーエバポレーター｜RE203シリーズ

型式	商品コード	組み合わせ内容	価格(税抜)
RE203A	255844	本体+ガラスセットA(横型)	¥236,100
RE203B	255847	本体+ガラスセットB(縦型)	¥252,700

●ウォーターバス(BM302)は含まれておりません。(¥78,000)



●写真はRE203B

》既設のエバポに後付け可能な真空コントローラー(測定範囲0～1100 hPa)

VRセット(真空コントローラー後付け)

型式	商品コード	セット内訳	価格(税抜)
VR103S	258835	真空コントローラー	¥120,000
ORT10	255770	スタンド	¥50,700
OVR10	255762	真空制御電磁弁	¥36,600

●RE203との接続には、VR接続コードORT16(¥7,100)が必要です。RE203以外のエバポレーターと接続する際は、ACアダプタOVR18(¥9,200)と電源コードOVR18(¥7,200)が必要です。



●写真はVRセット

外部密閉系冷却水循環装置(ノンフロンチラー)

》ノンフロン(冷媒R290)で温室効果ガス排出量低減

non フロン

外部密閉系冷却水循環装置(ノンフロンチラー)｜CF303S　保証延長対象

型式	商品コード	温度制御範囲	冷却能力	価格(税抜)
CF303S	221725	−20～30℃	約520W at 液温10℃/約330W at 液温-10℃	¥276,000

●循環断熱ホースは付属しておりません。



●写真はCF303S

合成用オイルバス

》視認性が良いので、変色を確認しやすい

ガラスオイルバス｜BOG100/200

型式	商品コード	温度制御範囲	槽内容量	価格(税抜)
BOG100	222122	(室温+5)～240℃	約1.0L	¥149,000
BOG200	222123	(室温+5)～240℃	約2.2L	¥178,000



●写真はBOS200

合成用スターラー

》強磁力の合成用スターラー(アルミブロックを多数ご用意)

マグミキサ｜MFD800/MFH800

型式	商品コード	温度制御範囲	回転数	価格(税抜)
MFD800	231326	−	50～1600rpm	¥105,000
MFH800	231389	(室温+25)～310℃	50～1600rpm	¥138,000



●写真はMFH800

ヤマト科学株式会社

投込式恒温装置

》バリエーション豊富な多機能型の投込式恒温装置

投込式恒温装置サーモメイト｜BFシリーズ　保証延長対象

型式	商品コード	温度制御範囲	温度調整精度	価格(税抜)
BF201	221808	(室温+5)～80℃	±0.05/0.1℃	¥110,000
BF401	221809	(室温+5)～80℃	±0.02/0.05℃	¥165,000
BF501	221810	(室温+5)～80℃	±0.02/0.05℃	¥198,000
BF601	221811	(室温+5)～180℃	±0.05/0.2℃	¥213,000



●写真はBF201

投込式冷却器

》耐食性に優れた投込式冷却器

ネオクールディップ｜BEシリーズ

型式	商品コード	使用温度範囲	冷却コイル	価格(税抜)
BE201	221623	-20～35℃	スパイラルチューブ φ35×170mm(巻外径×長さ)	¥231,000
BE201F	221624	-20～35℃	フレキシブルチューブ φ15×500mm(直径×長さ)	¥218,000



●写真はBE201

超音波洗浄器

》独自の発振方式により、強力で均一なパフォーマンス

卓上型超音波洗浄機｜Bransonicシリーズ

型式	商品コード	特徴	容量	価格(税抜)
M1800-J	291427N	メカニカルタイマ	1.9L	¥206,000
M1800H-J	291428N	メカニカルタイマ、ヒータ	1.9L	¥228,000
CPX1800-J	291429N	デジタルタイマ	1.9L	¥237,000
CPX1800H-J	291430N	デジタルタイマ、温調ヒータ	1.9L	¥293,000
M2800-J	291431N	メカニカルタイマ	2.8L	¥232,000
M2800H-J	291432N	メカニカルタイマ、ヒータ	2.8L	¥249,000
CPX2800-J	291433N	デジタルタイマ	2.8L	¥272,000
M3800-J	291435N	メカニカルタイマ	5.7L	¥243,000
M3800H-J	291436N	メカニカルタイマ、ヒータ	5.7L	¥264,000



●写真はM3800-J



●写真はCPX1800H-J

純水製造装置

》蛇口につなぐだけで大量のイオン交換水が採取

純水製造装置ピュアライン｜WL100

型式	商品コード	採取純水	製造量	価格(税抜)
WL100	253610	イオン交換水	2～5L/min以下	¥165,000

●活性炭フィルター、メンブレンフィルターを別途ご用意しています。



●写真(右)がWL100

ウォーターバス

》スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能

ウォーターバス｜BSシリーズ　保証延長対象

型式	商品コード	温度制御範囲	槽内容量(開口個数)	価格(税抜)
BS200	222061	(室温+5℃)～沸騰温度(水)	約4.7L(4個)	¥93,000
BS401	222065	(室温+5℃)～沸騰温度(水)	約9L(4個)	¥146,000
BS601	222066	(室温+5℃)～沸騰温度(水)	約12L(6個)	¥178,000
BS660	222064	(室温+5℃)～沸騰温度(水)	約14L(6個)	¥178,000

●ご使用いただける容器サイズは、WEB等でご確認ください。



●写真はBS401

ヒーティングブロック

》試験管をアルミブロックで迅速加熱

ヒーティングブロック｜HFシリーズ

型式	商品コード	温度制御範囲	アルミブロック数	価格(税抜)
HF100	213105	(室温+5)～200℃	1個	¥121,000
HF200	213106	(室温+5)～200℃	2個	¥145,000

●アルミブロック、マイクロチューブは含まれておりません。(アルミブロック 1個 ¥23,600～28,300)



●写真はHF100、HF200

振とう器

》往復・楕円・旋回の3モード切り替えが可能

振とう器｜MK161

型式	商品コード	振とう数	振とう幅	価格(税抜)
MK161	232044	20～200 rpm	旋回運動:30mm 往復運動:30mm	¥218,000

●ガラス器具、ツメクランプ、クランプ取付台などのオプションは付属致しません。
●ツメクランプ10個入り(¥24,000)、クランプ取付台(¥17,700)等、オプションは他にも多数取り揃えております。



●写真はMK161

漏水検知・給水遮断器

》ラインセンサが水漏れを検知して給水をストップ

MIZUガード｜Y-MGB101

型式	商品コード	外部警報出力	ラインセンサ(長さ)	価格(税抜)
Y-MGB101	254198	漏水・センサ断線・モータバルブ異常時 無電圧c接点×1	5m	¥186,400



●写真はY-MGB101

「保証延長対象」製品は、弊社HPにてお客様登録をしていただくと1年の保証期間を、2年もしくは3年に延長いたします。

⚠注意

本カタログに掲載された製品の仕様・性能数値は、一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示しています。
ご使用の際は、取扱説明書の内容をご理解いただき、正しくご使用ください。取扱説明書の記載使用条件を外れて使用され、人的・物的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねますのでご注意ください。

●仕様および外観、価格は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。●価格には、消費税が含まれておりません。
●記載されている会社名、製品名およびロゴは、当社または各社の商標および登録商標です。本文中に「TM」、「®」は記載しておりません。

SINCE 1889
Yamato
科学・技術の未来のために
ヤマト科学株式会社
本 社 〒104-6136 東京都中央区晴海1-8-11晴海トリトンスクエアY棟36階

お客様総合サービスセンター
フリーコール 0120-405-525
受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00 土日祝除く

ヤマト科学ウェブサイト
www.yamato-net.co.jp
メールでのお問い合わせは、ヤマト科学ウェブサイトより受付しております

お問い合わせは、信用とサービスの行き届いた当店へ

Cat.No: C2289A

＜国内営業・サービス拠点＞

札 幌 (011)204-6780	仙 台 (022)216-5701	前 橋 (027)280-4650	つくば (029)852-3411	埼 玉 (048)642-2569	千 葉 (043)241-7085	上 海	重 慶	北 京	サンゼ
東 京 (03)5827-3525	東京西 (042)352-3211	川 崎 (044)540-3751	横 浜 (045)828-1631	厚 木 (046)224-6911	長 野 (026)291-6001	広 州	西 安	瀋 陽	デュッセルドルフ
静 岡 (054)653-0510	名古屋 (052)202-3051	北 陸 (076)443-8603	京 滋 (075)343-7201	関 西 (06)6101-3112	広 島 (082)221-0921	長 沙			
山 口 (083)974-4760	福 岡 (092)263-7550								

Copyright© Yamato Scientific Co., Ltd. All Rights Reserved.

このカタログの記載内容は2026年11月現在のものです。